







<b>SL</b>	<b>SV</b>	<b>TR</b>
<b>Simboli iz ISO 15223-1: Medicinski pripomočki – Simboli za označevanje medicinskih pripomočkov, označevanje in podatki, ki jih mora podati dobavitelj – 1. del: Splošne zahteve</b>	<b>Symboler enligt ISO 15223-1: Medicintekniska produkter – Symboler som ska användas med medicintekniska etiketter, märkning och informationer som ska lämnas – Del 1: Allmänna krav</b>	<b>ISO 15223-1'in sembolleri: Tıbbi cihazlar - Tıbbi cihaz etiketleri, etiketleme ve sağlanacak bilgilerle kullanılabacak semboller - Bölüm 1: Genel gereklilikler</b>
<b>REF</b> Številka artikla, referenčna številka 5.1.6: Prikazuje proizvajalčev število artikla, tako da je medicinski pripomoček mogoče identificirati.	Artikelnummer, referenšnumeri 5.1.6: Visar tilleverkarens artikelnummer så att den medicintekniska produkten kan identifieras.	Ürün numarası, Referans numarası 5.1.6: Tıbbi cihazın tanımlanabilmesi için üreticinin ürün numarasını gösterir.
<b>LOT</b> Številka lota proizvodnje, referenčna številka 5.1.5: Prikazuje proizvajalčev število šarže, tako da je mogoče identificirati šaržo ali lot.	Tilleværingspartinummer, referenšnumeri 5.1.5: Visar tilleverkarens partinummer så att varje parti kan identifieras.	İmalat lot numarası, Referans numarası 5.1.5: Parti veya lot numarasının tanımlanabilmesi için üreticinin parti numarasını gösterir.
<b>STERILIZ</b> Sterilizirano z obsevanjem, referenčna številka simbola 5.2.4: Prikazuje medicinski pripomoček, ki je bil steriliziran z obsevanjem.	Stråleteriliserat, referens symbol 5.2.4: Visar en medicinteknisk produkt som har steriliserats med strålning.	İznila sterilize edilmiş, Referans numarası Sembol 5.2.4: Iznilama yöntemle sterilize edilmiş bir tıbbi bir cihaz gösterir.
<b>☠</b> Ni sterilno, referenčna številka simbola 5.2.7: Prikazuje medicinski pripomoček, ki ni bil steriliziran.	Inte steril, referenšnumeri symbol 5.2.7: Hänvisar till en medicinsk produkt som inte har behandlats med någon steriliseringsmetod.	Steril değil, Referans numarası Sembol 5.2.7: Sterilizasyon prosedürüne tabii olmayan tıbbi bir ürünü gösterir.
<b>⚠</b> Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana, referenčna številka simbola 5.2.8: Prikazuje medicinski pripomoček, ki se ne sme uporabljati, če je embalaža poškodovana ali odprta.	Får inte användas om förpackningen är skadad. Referenšnumeri symbol 5.2.8: Visar en medicinteknisk produkt som inte får användas om förpackningen är skadad eller om förpackningen är öppen.	Ambarlaç hasarlı olmas durumunda kullanılmayın, Referans numarası Sembol 5.2.8: Ambarlaç zarar görmüş veya açılmış ise kullanılmaması gereken tıbbi bir cihaz gösterir.
<b>🏠</b> Proizvajalec, referenčna številka simbola 5.1.1: Prikazuje proizvajalca medicinskega pripomočka po Direktivi EU 90/385/EGS, 93/42/EGS in 98/79/ES.	Tillevärare, referens symbol 5.1.1: Visar den medicintekniska produktens tillverkare enligt EU-direktiv 90/385/EEC, 93/42/EEC och 98/79/EG.	Üretici, Referans numarası Sembol 5.1.1: AB Direktifleri 90/385/AET, 93/42/AET ve 98/79/AT uyarınca tıbbi cihaz üreticisini gösterir.
<b>📅</b> Datum proizvodnje, referenčna številka simbola 5.1.3: Prikazuje datum, ko je bil medicinski pripomoček proizveden.	Tilleværingsdatum, referenšnumeri symbol 5.1.3: Visar dagen som den medicintekniska produkten har tillverkats.	Üretim tarihi, Referans numarası Sembol 5.1.3: Tıbbi cihazın ürettiği tarihi gösterir.
<b>📱</b> Uporabno do, referenčna številka simbola 5.1.4: Prikazuje datum, po katerem se medicinskega pripomočka ne sme več uporabljati.	Sista förbrukningsdag, referenšnumeri symbol 5.1.4: Visar den dag efter vilken den medicintekniska produkten inte längre får användas.	Son kullanın tarihi, Referans numarası Sembol 5.1.4: Tıbbi cihazın sonrasında artık kullanılmayacağı tarihi belirtir.
<b>📖</b> Uporabljajte navodila za uporabo, referenčna številka simbola 5.4.3: Uporabnika opozarja na obveznost seznanitve z navodili za uporabo.	Beakta bruksanvisningen, referenšnumeri symbol 5.4.3: Hänvisar till att användaren ska läsa bruksanvisningen.	Kullanım talimatına bakın, Referans numarası Sembol 5.4.3: Kullanıcının kullanma talimatına bakması gerekliliğini işaret eder.
<b>⚠</b> Pozor, referenčna številka simbola 5.4.4: Uporabnika opozarja, da se mora v navodilih za uporabo seznaniti s pomembnimi podatki v zvezi z varnostjo, kot so opozorila in previdnostni ukrepi, ki zaradi številh razlogov ne morejo biti označeni na samem medicinskem pripomočku.	Viktigt, referenšnumeri symbol 5.4.4: Hänvisar till att användaren absolut ska läsa igenom bruksanvisningen med hänsende på viktiga säkerhetsrelaterade uppgifter, på varningar och på försiktighetsåtgärder som av övika skäl inte kan placeras på själva den medicintekniska produkten.	Dikkat, Referans numarası Sembol 5.4.4: Kullanıcının çeşitli uyarılara tıbbi cihazın kendisinde gösterilemeyen uyarılar ve önlemler gibi önemli uyarıcı bilgiler için kullanım talimatına bakması gerekliliğini belirtir.
<b>☠</b> Hraniti na suhem, referenčna številka simbola 5.3.4: Označuje medicinski pripomoček, ki ga je treba zaščititi pred vlago.	Ska lagras på torr plats, referenšnumeri symbol 5.3.4: Betecknar en medicinteknisk produkt som måste skyddas mot fukt.	Kuru yerde saklayınız, Referans numarası Sembol 5.3.4: Neme karşı korunması gereken bir tıbbi cihaz tanımıdır.
<b>☀</b> Zaščiti pred sončno svetlobo, referenčna številka simbola 5.3.2: Označuje medicinski pripomoček, ki ga je treba zaščititi pred vris svetlobe.	Ska skyddas mot solljus, referenšnumeri symbol 5.3.2: Betecknar en medicinteknisk produkt som kräver skydd mot ljuskällor.	Güneş ışığından koruyun, Referans numarası Sembol 5.3.2: Işık kaynaklarından korunması gereken bir tıbbi cihaz tanımıdır.
<b>MD</b> Neregulirani simbol: medicinski pripomoček	Inte reglerad symbol: Medicinsk produkt	Düzenlenmemiş sembol: Tıbbi ürün
<b>CE</b> Regulirano z evropsko zakonodajo: Oznaka o skladnosti CE	Reglerar CE-märkningen via den europeiska lagstiftningen	Avrupa Yeşil Mevzuatı uyarınca düzenlenir: CE uygunluk işareti
<b>Rx Only</b> Simbol, ki ni reguliran: Previdno: Skladno z zvezo zakonodaj ZDA lahko to napravo prodaja samo zdravnik ali se jo prodaja po odreditvi zdravnika.	Inte reglerad symbol: Försiktighet: Enligt den US-amerikanska lagstiftningen får denna produkt endast säljas av en läkare eller om en läkare har ordinerat den.	Düzenlenmemiş sembol: Dikkat: ABD federal mevzuatın gereğince bu tıbbi ürün yalnızca bir doktor tarafından veya bir doktorun saik vermesi üzerine satılabilir.
<b>∞</b> max. Simbol, ki ni reguliran: največje dopustno število vrtijev	Inte reglerad symbol: max. tillåtet varvtal	Düzenlenmemiş sembol: İzin verilen maksimum devir
<b>QTY</b> Simbol, ki ni reguliran: količina	Inte reglerad symbol: Mängd	Düzenlenmemiş sembol: Miktar
<b>MAT</b> Simbol, ki ni reguliran: uporabljen material	Inte reglerad symbol: Använt material	Düzenlenmemiş sembol: Kullanılan malzeme
<b>DIST</b> Simbol, ki ni reguliran: distribucijski trgovec	Inte reglerad symbol: Återförsäljare/distributör	Düzenlenmemiş sembol: Distribütör
<b>GS 1</b> Črtna koda: GS 1 struktura	Streckkod: GS 1 Struktur	Barkod: GS 1 Yapı
<b>HIBC</b> Črtna koda: HIBC struktura	Streckkod: HIBC Struktur	Barkod: HIBC Yapı
<b>UDI</b> Simbol, ki ni reguliran: vodilna barkoda za GUIDID	Inte reglerad symbol: Ledande streckkod för GUIDID	Düzenlenmemiş sembol: GUIDID için klavuz barkod
Material: nerjavno jeklo	Material: rostfritt stål	Malzeme: Paslanmaz çelik
Ime izdelka: Kraniotom	Produktsens namn: Kraniotomi	Ürün adı: Kranyotom
<b>Namenska uporaba:</b> Instrumenti se delno v kombinaciji z zaščito za duro uporabljajo za obdelavo kosti oz. rezanje lobanjskih kosti (npr. kraniotomija) ali vretenčnega loka (npr. laminektomija, laminotomija) v sklopu nevrokirurških terapij. Uporabljajo jih kirurgi v operacijskem okolju na ljudeh, če so potencialne koristi večje od tveganja. Instrumenti zaradi geometrije v povezavi z rotacijo povzročijo abradžo materiala.	<b>Ändamålsenlig användning:</b> Dessa instrument används delvis i kombination med ett skydd för dural mater och de är avsedda för bearbetning av ben resp. för kappning av skallben (t.ex. kraniotomi) eller av kottbågen (t.ex. laminektomi, laminotomi) inom ramen av neurokirurgiska terapier. De är avsedda att användas av kirurger i en kirurgisk miljö på människor, såvida den potentiella nyttan är större än riskerna. Instrumenten ger en materialavverkning genom sin geometri i förening med en rotation.	<b>Kullanım amacı:</b> Aletler nöroşirürjik tedaviler çerçevesinde kşamen kemik işlemei için bir Dura koruması ile kombine edilecek veya kafatası kemiğinin (ör. kraniotomi) veya vertebral ark (ör. laminektomi, laminotomi) transeksiyonu için kullanılır. Ameliyathane ortamında cerrahlar tarafından, insanları için potansiyel yarar riskinden daha ağır bastığında kullanılır. Aletler, geometrisi sayesinde dönme hareketiyle birlikte malzeme kaldırır.
<b>Kontraindikacija:</b> Alergija na kovino. Upoštevat je treba znane kontraindikacije za nevrokirurške posege.	<b>Kontraindikation:</b> Metallerergi. Alla kända kontraindikationer som gäller för neurokirurgiska ingrepp ska beaktas.	<b>Kontraindikasyon:</b> Metal alerjisi. Nöroşirürji prosedürleri için bilinen kontrendikasyonlara dikkat edilmelidir.
<b>Varnostna navodila:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Upoštevat je treba informacije na etiketi.</li> <li>Pred zagonom preverite, ali je instrument stabilno vstavljen.</li> <li>Instrumente vprilite do naslona v držalo.</li></ul>	<b>Säkerhetsinstruktioner:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Beakta alltid alla informationer på etiketten.</li> <li>Kontrollera att instrumentet sitter fast ordentligt innan det används.</li> <li>Instrumentet ska alltid fästas i handstycket så långt det går.</li></ul>	<b>Emniyet bilgileri:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Etiketeki bilgilere riayet edilmelidir.</li> <li>Kullanmadan önce cihazın doğru yere kilitlendiğinden emin olunuz.</li> <li>Aletleri, piyasemem içine sonuna kadar itiniz.</li></ul>
<b>Opozorila:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Ne uporabljati pod vzvodom ali zatikali za rob.</li> <li>Obdelava kovine ni dovoljena in instrumenti tudi med uporabo ne smejo priti v stik s kovino.</li> <li>Preprečite prekomerne pritiskne sile.</li> <li>Pazite na zadostno hlajenje.</li> <li>Instrumentov, ki so kakorkoli poškodovani, načeloma ne smete več uporabljati.</li></ul>	<b>Varningar:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Instrumenten får inte användas som hävstång eller snedställas.</li> <li>Metall får inte bearbetas och instrumenten får under användningen inte komma i kontakt med metall.</li> <li>Utöva aldrig för stort tryck med instrumentet.</li> <li>Se till att kylningen alltid är god.</li> <li>Instrument som har tagit skada på något sätt får principiellt inte användas längre.</li></ul>	<b>Uyarı bilgileri:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Kullanılmayın veya kasmayınız.</li> <li>Metall malzeme işlenmemeli ve aletler kullanım sırasında metal ile temas etmemelidir.</li> <li>Ağrı kuvvetle bastırılmamalı kaçınız.</li> <li>Yeterli soğutma sağlayınız.</li> <li>Herhangi bir hasara sahip aletler esas olarak artık kullanılmamalıdır.</li></ul>
<b>Ostala tveganja in stranski učinki:</b> <p>Preprečite obdelave, kontaminacija zaradi poškodbe trdega tkiva ali obščitljivih nevronalnih vitaminov strukturi pri pacientu, uporabniku ali tretjih osebah ter alergijske reakcije eventualno zaradi tujeega materiala lahko nastanejo zaradi onesaženosti/kontaminiranhi, ne biokompatibilnih, frakturalnih/poškodovanih instrumentov, zaradi nerazopoljzovljive identifikacije instrumenta, ostrih robov ali ostrih rezi ali zaradi sprostitve instrumenta v pogonu. Rotiraj bi lahko bili nestrokovno ravnanji, neupoštevanje priporočil za sterilizacijo, napadna izbira embalaže ali zaščite dure, součinkovanje z drugimi snovmi, nezadostna oznaka, napadna odstranitev med obdelavo, možno tudi pri zagonu, napadno sklošččenje, pomankljiva odstranitev po obrabi in nepravilno vpetje v pogon.</p> <p>Dodatna razlog izkjučujo pri sterilno dobavljenih izdelkih: uporaba instrumentov po pretečenem datumu uporabe.</p>	<b>Kvarstående risker och kontraindikationer:</b> <p>Förevarande/kontaminerade, icke biokompatibla, frakturerade/skadade instrument, en felaktig identifiering av instrumentet, vassa kanter och vassa skår eller om instrumentet lossnar från drivmotorn kan orsaka att behandlingen motverkas, en kontaminering av hård vävnad eller att känsliga neurala livsviktiga strukturer på patienten, användaren eller andra skadas samt framkalla allergiska reaktioner, eventuellt genom främmande material. Osäkerhet för detta kan vara felaktigt handhavande, att steriliseringsrekommendationerna inte beaktas, felaktigt val av förpackningen eller av dural mater skadad, en växelverkan med andra substanser, oönskvärd märkning, felaktig avfästning, att man eventuellt släntar när instrumentet startas, felaktig lagring, att slänta instrument inte har kasserats och en felaktig infästning av instrumentet i drivmotorn.</p> <p>En annan orsak som endast gäller för steril tillverade produkter är: Instrumenten används efter respektive utgångsdatum.</p>	<b>Artık riskler ve yan etkiler:</b> <p>Kirli/kontamine, biyolojik olarak uyumlu olmayan, kırılmış/hasar görmüş aletler, tamir edilmiş aletler, sivri kenarlar ve keskin uçlar veya aletin tahrikinde sıklıkla; bir tedavinin engellenmesine, hastada, uygulayıcı veya üçüncü taraflarda sert doku veya hassas nöronal yaşam destek yapılarının yaralanması sonucunda kontaminasyonu, ayrıca muhtemelen yabancı malzemelerden kaynaklanan alerjik reaksiyonlar, Aletler kullanıldık an geç; bir saat sonra sterilize edin. Aletler, sterilizasyon sahasına temizlik/dezenfeksiyon maddesi için taşınmalıdır. Donanım: DIN EN ISO 15883-2'ye göre temizlik/dezenfeksiyon cihazı (RDG) (ör. Mele firması VarioD programı) Neodisher MediClean forte (Dr. Weigert firması), uygun alet seçilip; Hazırlık: 1. Makinede sterilizasyon işleminden önce alet için içme suyu altında iyice durulayın. 2. Aletleri alet seçilmesine yerleştirin. 3. Alet seçilmesini RDG'ye, püskürtme huzmesi doğrudan aletlere eden gelecek şekilde yerleştirin. Makinede temizlik ve dezenfeksiyon: soğuk içme suyuyla (&lt;40<span> </span>°C) 4 dakika ön yıkama, boaltma, Neodisher MediClean forte (Dr. Weigert firması) ile 6 dakika 55<span> </span>°C'de ön yıkama, sıcak içme suyu (&gt;40<span> </span>°C) ile 3 dakika nötralizasyon, boaltma, sıcak içme suyuyla (&gt;40<span> </span>°C) 2 dakika ara durulama, boaltma, termal dezenfeksiyon.</p> <p>Steril olarak teslim edilen ürünler için ek neden: Son kullanma tarihi geçmiş aletlerin kullanılması.</p>
<b>Kombinacija:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Instrumente je treba uporabljati z ustrezno zaščito za duro.</li> <li>Uporabljajte navodila za uporabo pogonskega sistema.</li></ul> <b>Priprava na kraju uporabe/ohranjevanje in transport:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Izdelek shranjujite in transportirajte v originalni embalaži, pri sobni temperaturi in zaščiteno pred prahom, ponovno kontaminacijo, vlago in sončno svetlobo.</li></ul>	<b>Kombination:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Instrumenten ska används tillsammans med respektive skydd för dural mater.</li> <li>Beakta alltid drivmottens bruksanvisning.</li></ul> <b>Förberedelse på plats där instrumenten används/lagring och transport:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Instrumenten ska alltid lagras och transporteras i originalförpackningen samt i rumstemperatur och skyddade mot damm, mot återkontaminering, mot fukt och mot solljus.</li></ul>	<b>Kombinasasyon:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Aletler uygun Dura koruması ile kullanılmaldır.</li> <li>Tahrik sisteminin kullanma talimatına riayet ediniz.</li></ul> <b>Kullanım yerindeki hazırlık/Depolama ve taşıma:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Depolama ve taşıma orijinal ambalajında oda sıcaklığında toza, yeniden kontaminasyona, neme ve güneş ışığına karşı korunarak yapılmalıdır.</li></ul>
<b>Čiščenje avtomatsko:</b> <p>Predhodna obdelava in transport: Instrument neposredno po uporabi na pacientu v celoti položite v posodo s primernim čistilnim/dezinfekcijskim sredstvom (npr. alkalino, brez alkohola, npr. z dovoljenjem/odobritvijo/registracijo VAH/DGHM ali FDA/EPa ali oznako CE). Obdelavo instrumentov je treba izvesti najzgodnje eno uro po uporabi. Instrumente je do kraja obdelave treba transportirati v čistilnem/dezinfekcijskem sredstvu.</p> <p>Oprema: Čistilno/dezinfekcijska naprava (ČDN) po DIN EN ISO 15883-2 (npr. Ozemke Mele s programom VarioD), Neodisher MediClean forte (znamke Dr. Weigert), primerno stojalo za instrumente. Priprava: 1. Instrument pred strojno obdelavo temeljito sperite pod tekočo pitno vodo. 2. Instrumente postavite v stojalo za instrumente. 3. Stojalo za instrumente namestite v ČDN tako, da je curek usmerjen neposredno na instrumente.</p> <p>Strojno čiščenje in dezinfekcija: 4 minute predpranja s hladno pitno vodo (&lt;40<span> </span>°C), izpraznitve, 6 minut predpranja z Neodisher MediClean forte (znamke Dr. Weigert) pri 55<span> </span>°C, izpraznitve, 3 minute izkloščitve s toplo pitno vodo (&gt;40<span> </span>°C), izpraznitve, 2 minuti vmesnega splakovanja s toplo pitno vodo (&gt;40<span> </span>°C), izpraznitve, termična dezinfekcija.</p>	<b>Rengöring: Automatisk</b> <p>Förbehandling och transport: Lågg instrumenten omedelbart efter användningen på patienten i en behållare fylld med ett lämpligt rengörings-/desinfektionsmedel (t.ex. alkaliskt, utan etylalohol, t.ex. VAH/DGHM eller FDA/EPa-godkännande/ clearance/registrering eller CE-märkning). Behandla instrumenten senast en timme efter användningen. Transporten till behandlingsplatsen ska alltid ske i rengörings-/desinfektionsmedel.</p> <p>Utrustning: Rengörings-/desinficeringsapparat (RDG) enligt DIN EN ISO 15883-2 (t.ex. firmas Mele med VarioD program), Neodisher MediClean forte (firman Dr. Weigert), lämpligt instrumentställare. Förberedelse: 1. Spola instrumenten mycket nogg under rinnande dricksvatten innan behandlingen. 2. Placera instrumenten i instrumentställaren. 3. Placera instrumentställaren så i en RDG, att sprutstrålen riktas direkt på instrumenten. Maskinell rengöring och desinfektion: 4 minuter förtvätt med kallt dricksvatten (&lt;40<span> </span>°C), tömning, 6 minuter förtvätt med Neodisher MediClean forte (firman Dr. Weigert) vid 55<span> </span>°C, tömning, 3 minuter neutralisering med varmt dricksvatten (&gt;40<span> </span>°C), tömning, 2 minuter mellanlösning med varmt dricksvatten (&gt;40<span> </span>°C), tömning, termisk desinfektion.</p>	<b>Temizlik: Otomatik</b> <p>Ön işlem ve taşıma: Hasta üzerinde kullandıktan hemen sonra, alet uygun bir temizlik /dezenfeksiyon maddesi doldurulmuş (ör. alkali, aldehid içermeyen, ör. VAH/DGHM veya FDA/EPa onay/izni/tescilı veya CE işareti) bir kap içine yerleştirin. Aletler kullanıldıktan an geç; bir saat sonra sterilize edin. Aletler, sterilizasyon sahasına temizlik/dezenfeksiyon maddesi için taşınmalıdır. Donanım: DIN EN ISO 15883-2'ye göre temizlik/dezenfeksiyon cihazı (RDG) (ör. Mele firması VarioD programı) Neodisher MediClean forte (Dr. Weigert firması), uygun alet seçilip; Hazırlık: 1. Makinede sterilizasyon işleminden önce alet için içme suyu altında iyice durulayın. 2. Aletleri alet seçilmesine yerleştirin. 3. Alet seçilmesini RDG'ye, püskürtme huzmesi doğrudan aletlere eden gelecek şekilde yerleştirin. Makinede temizlik ve dezenfeksiyon: soğuk içme suyuyla (&lt;40<span> </span>°C) 4 dakika ön yıkama, boaltma, Neodisher MediClean forte (Dr. Weigert firması) ile 6 dakika 55<span> </span>°C'de ön yıkama, sıcak içme suyu (&gt;40<span> </span>°C) ile 3 dakika nötralizasyon, boaltma, sıcak içme suyuyla (&gt;40<span> </span>°C) 2 dakika ara durulama, boaltma, termal dezenfeksiyon.</p>
<b>Sušenje:</b> <p>Preostalo vlago z instrumentov odstranite z medicinskim stitjanjem zrakov (brez vlaga z niko prisotnosti vlage).</p>	<b>Torkning:</b> <p>Avlägsna all fukt på instrumenten med medicinsk tryckluft (tjefjeri, i stort sett aseptisk).</p>	<b>Kurutma:</b> <p>Tıbbi basınçlı havayla (yağsız, mikropsuz) siletteki artık nemli alın.</p>
<b>Kontrola in preveritev delovanja:</b> <p>Izvedite vizualno kontrolo prisotnosti kontaminacije in poškodb. Pri vidnih kontaminacijah obdelavo ponovite. Instrumenti s poškodbami, odruškji, poškodovano obliko ali korozijo se ne smejo več uporabljati.</p>	<b>Allmän kontroll och funktionskontroll:</b> <p>Kontrollera instrumenten visuellt om det finns kontamineringsrester kvar eller om instrumenten är skadade, använd en lupp. Om man kan se en kontaminering ska behandlingen upprepas. Instrument som har tagit skada, som har brottställens, som är deformerade eller som är korroderade får inte längre användas.</p>	<b>Kontrol ve fonksiyon kontrolü:</b> <p>Kalan kontaminasyon ve hasar için görsel kontrol, büyüteç kullanın. Kontaminasyon görülmese durumunda, sterilizasyon işlemiini tekrarlayın. Hasarlı, kırık, şekli bozuk veya aşınmış aletler artık kullanılmamalıdır.</p>
<b>Embalaža očiščenega izdelka:</b> <p>Uporablja se lahko sistem za embaliranje, primeren za parno sterilizacijo, po DIN EN ISO 11607-1 (za ZDA: odobritev FDA) (npr. Steriking; znamke Wipac). Zapečatenje embalaže ne sme biti pod napetostjo.</p>	<b>Förpackning av rengjorda artiklar:</b> <p>Man kan använda ett förpackningssystem som lämpar sig för ångsterilisering enligt DIN EN ISO 11607-1 (för USA: FDA-godkännande) (t.ex. Steriking; firmen Wipac). Förpackningens föregsling får inte vara under spänning.</p>	<b>Temizlenen ürünlerin paketlenmesi:</b> <p>DIN EN ISO 11607-1'göre (ABD için: FDA onayı) buharlı sterilizasyon için uygun bir paketeleme sistemi kullanılabilir (ör. Steriking; Wipac firması). Paket mühürlenmesi genilim altında olmalıdır.</p>
<b>Sterilizacija:</b> <p>Paro sterilizacija: po frakcijskem vakuumskem postopku po DIN EN ISO 17465-1 (za ZDA: odobritev FDA); čas v polnem ciklu najmanj 5 minut pri 134<span> </span>°C s časom sušenja 10 min.</p>	<b>Sterilisering:</b> <p>Ångsterilisering: I fraktionerat vakuumförfarande enligt DIN EN ISO 17465-1 (för USA: FDA-godkännande); hålltid i hela cykeln minst 5 minuter vid 134<span> </span>°C med en torktid på 10 min.</p>	<b>Sterilizasyon:</b> <p>Buharlı sterilizasyon: DIN EN ISO 17465-1'göre fraksiyolu vakum yönteminde (ABD için: FDA onayı); tam periyotta bekletme süresi 134<span> </span>°C'de en az 5 dakika, kuruma süresi 10 dakika.</p>
<b>Skidaiščenje:</b> <p>Skidaiščenje na mestu, zaščitenem pred prahom, vlago, svetlobo in ponovno kontaminacijo, na sobni temperaturi.</p>	<b>Lagring:</b> <p>Instrumenten ska lagras i rumstemperatur samt skyddade mot damm, fukt, ljus och mot kontaminering.</p>	<b>Depolama:</b> <p>Oda sıcaklığında toz, nem, ışık ve yeniden kontamine olmaya karşı korunarak depolanmalıdır.</p>
<b>Odstranitev:</b> <p>Potencialno kužne, koničaste in ostre predmete je treba odstraniti v neprebrojnih in nezmotljivih posodah za enkratno uporabo.</p>	<b>Avfallshandtering:</b> <p>Alla föremål som kan innebära en potentiell fara, som exempelvis infektiösa och vassa föremål, ska avfallshanteras i engångsbehållare som inte kan punkteras eller gå sönder.</p>	<b>Bertaraf:</b> <p>Potansiyel olarak bulaşıcı, sivri ve keskin nesnelere delinmez ve kırılmaz tek kullanımlık kaplarda imha edilmelidir.</p>
<b>Obnašanja v primeru brezdnehih dogodkov:</b> <p>Vse izredne dogodke, ki nastopijo v zvezi z izdelkom, je treba sporočiti proizvajalcu in pristojnemu nacionalnemu organu.</p> <p><b>Odgovornost:</b> <p>Izven ZDA: Uporabnik je pred uporabo dolžan na lastno odgovornost preveriti, ali je izdelek primeren in uporaben za predvidene namene. Za uporabo instrumentovijo odgovoren uporabnik. Skrivdva uporabnika pri povzročeni škodah povzročijo zmanjšanje ali popolno izkjučitev odgovornosti Gebr. Brasseler. To velja zlasti v primeru, če uporabnik ne upošteva navodil za uporabo ali opozori ali izdelak nenamerno napadno uporablja.</p> <p>Samo v ZDA: VSAKRAŠNA ODGOVORNOSTI. BODISI IZREČNA ALI NEIZREČENA, VKLJUČNO S KAKRŠNIMI KOLI ODGOVORNOSTMI IZ NALOŽIVA OPRAVILNE SPOSOBNOSTI IN PRIMERNOSTI ZA DOLGOČEN NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NAMJE, JE IZREČNO IZKLUČENA. KAKRŠNE KOLI STRANSKE ALI POSLEDIČNE ŠKODE, VKLJUČNO Z IZJEBLJENIMI DOBIČKI, POŠKODOBO TUJE LASTNINE, IZPAKOMO UPORABE ALI DRUGE EKONOMSKE ŠKODE, VENDAR NE OMEJENO NAMJE, SO IZREČNO IZKLUČENE. Če ne glede na zgoraj navedeno posledičnih in stranskih škod ni mogoče preprečiti na podlagi zakonskih doboli, so takšne škode izrečno omejene na vrednost kupnine okvarjenega izdelka.</p> <p>Konec življenjske dobe izdelka je določen z obrabo in poškodovanjem zaradi uporabe. Pogosta obdelava za ponovno uporabo vpliva na zmogljivost instrumentov.</p></p>	<b>Vid allvariga incidenter:</b> <p>Alla allvariga incidenter som är aktuella i samband med denna produkt ska anmälas både hos tillverkaren och hos den i varje land behöriga myndigheten</p> <p><b>Ansvar:</b> <p>Utöver USA: Användaren är skyldig att på eget ansvar och innan användningen kontrollera att produkten lämpar sig för den aktuella användningen och att produkten kan användas ändamålsenligt. Användaren ansvarar alltid själv för instrumentens korrekta användning. Firman Gebr. Brasseler ansvarar inte för skador som orsakas av att användaren har använt produkten på felaktigt sätt eller inte ändamålsenligt. Detta gäller i synnerhet om bruksanvisningen eller respektive varningar inte beaktas eller om användaren av misstag inte har använt produkten på rätt respektive på föreskrivet sätt.</p> <p>Gäller endast i USA: ALL GARANTI RESP. ALLT ANSVAR, VARE SIG DET ÄR UTTRYCKLIGEN NÄMNT ELLER INFÖRSTÄTT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ALLT ANSVAR MED HÄNSENDE PÅ HANDELINGSFÖRMÅGAN OCH LÄMPLIGHETEN FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. UTSLUTS UTTRYCKLIGEN, ALL SIDO-ELLER INKLUSIVT, INSKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLORAD VINST, SKADA PÅ ANNANS EGENDOM, NYTTJANDEBORTFALL ELLER ANNAN EKONOMISKT SKADA, UTSLUTS UTTRYCKLIGEN. Om lagen föreskriver något annat cavaert vad som sägs ovan om sido- och följskador, så begränsas sådan skada uttryckligen till att endast gälla det värde som motsvarar den defekta produktens köpepris.</p> <p>För slutet på produktens livslängd är användningsgraden, alltså slitage och eventuella skador, avgörande. Hur ofta instrumenten behandlas påverkar emellertid inte instrumenten effektivitet.</p></p>	<b>Ciddi olaylar durumunda davranış:</b> <p>Ürünle bağlantılı olarak meydana gelen tüm ciddi olaylar üreticiye ve yetkili ulusal makama bildirilmelidir.</p> <p><b>Sorumluluk:</b> <p>ABD dışında: Kullanıcı, kullanmadan önce ürünün uygunluğunu ve enğrülen amaç için kontrol olanaklarını bizzat kendisi kontrol etmekte yükümlüdür. Aletlerin kullanımı kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcının da kusurunun bulunduğu hasar durumları Gebr. Brasseler firmasının sorumluluğunun kapsamı veya tamenamı değildir. Hasarlar, kullanıcı tarafından kullanılmaması veya yanlış kullanılması nedeniyle meydana gelir. Bu, özellikle kullanma talimatlarına veya uyarılara dikkat edilmeden halinde ya da kullanıcının yanlışlıkla hatalı kullanması durumunda söz konusudur.</p> <p>Yalnızca ABD'de: İSTER AKIÇ İSTERSE ZİMİN OLSUN, SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ GARANTİLER DAHİL AMA SADECE BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK KAYDILYA HİÇBİR GARANTİ VERİLMEZ. HER TÜRLÜ EK VEYA MÜTEAKİP HASAR, KAYBEDİLEN KAZANÇLAR, YABANCI MÜLKİYETİN ZARAR GÖRMESE, KULLANIM DEĞERİNE VEYA BAŞKA TICARİ ZARARLAR DAHİL, AMA SADECE BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK KAYDILYA HİÇBİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ. Yokarda yazılı olanlara bakılmaksızın aynı düzenlemeler nedeniyle müteakip ve ek hasarlara ilişkin mesmim mümkün olduğunda durumlarda bu türü zararlar açıkça arızalı ürünün satın alma fiyatı ile sınırlıdır.</p> <p>Ürün ömrü kullanım sonucunda meydana gelecek aşınma ve hasar ile sona erer. Sik sik sterilizasyon yapmık bu aletlerin kullanımını olumsuz yönde etkilemez.</p></p>
<b>Opomba o znakmah:</b> <p>Navedene znamke tretjih oseb so blagovne znamke visokotekničnih lastnikov znamke.</p>	<b>Referens varumärken:</b> <p>Alla nämnda varumärken som hänföir sig till tredje part är varumärken som respektive part är innehavare av.</p>	<b>Marka referans:</b> <p>Burada adı geçen üçüncü şahısların ticari markaları, ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır.</p>